


VersaTron®



ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

1-3 Behandlungen im Abstand von 2-3 Wochen

Sonstige:

Griffelbein

5 mm/20 mm
1500 Impulse
E6

Oberflächliche Wunden

5 mm
8 Impulse/cm²; min. 500
E1-E2

Protokolle mit freundlicher Genehmigung von Virginia Equine Imaging

© 2009 Pulse Veterinary Technologies, LLC • www.PulseVet.com • +1-678-987-5100